

Equipement	Confocal SP2 Confocal SP2 AOB5 FLIM 1&2 Champ large Inv1 Champ large Inv2 Micodissection Spinning Disk Axiozoom Nanozoomer RS Nanozoomer HT Zeiss 510 Zeiss 710 Zeiss 710 biphoton Champ large Apotome Leica SP8 Spinning disk Zeiss LSM 780 Zeiss 510 Zeiss Cell_View Champ large Zeiss 710 NLO AFM SPLIM routine Confocal SP2 Confocal SP5 confocal zeiss 710 Champ large																										
Personnes compétentes	YM AJ CP ALR	YM AJ CP ALR	AJ CP	YM AJ CP ALR	YM AJ CP ALR	YM	ALR CP	ALR CP YM	ALR	ALR	SA AC	SA AC	SA	SA AC	SA AC	AC	SA AC	RD MZ	RD MZ	RD MZ	JR	CS	GL	BR	BR	BR	BR
Plateau	FR3450										CPTP							I2MC			ITAV		FRBT-CBD				
Surplatine Z	1/an	1/an					1/an				1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an			1/an	1/an	1/an	non
Alignement laser	1/an	1/an					Non				1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	2/mois	1/an	1/an	1/an	1/an		1/mois	1/an	1/an	1/an	non
Dérive en XY et Z	1/an	1/an									1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an			1/an	1/an	non
Facteur de zoom	1/an	1/an						1/an			1/an	1/an	1/an			1/an	non	1/an	1/an		1/an			1/an	1/an	1/an	
Résolution latérale et axiale	1/an	1/an		1/an	1/an		1/an				1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an		1/an	1/an	1/an
Homogenéité de champ	1/an	1/an		1/an	1/an						1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an			1/an	1/an	1/an
AOTF	1/an	1/an					1/an				1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an			1/an	1/an	1/an
Intensité laser	1/an	1/an					1/an				1/an	1/mois	1/an	1/an	1/an	1/an	2/mois	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an		1/mois	1/an	1/an	1/an
Alignement pinhole											1/an	1/an	1/an			1/an	non	1/an	1/an		1/an						
Miroir de scan											1/an	1/an	1/an			1/an	non	1/an	1/an		1/an						
Mesure I laser	1/an	1/an					1/an				1/an	1/an	1/an				1/an	1/an			1/an			1/an	1/an	1/an	non
Remplacement lampes HBO	300h	300h		300h	300h						300h								300h					300-400h	300-400h		
Remplacement lampe EL6000			1500h				1500h	1500h	1500h	1500h		1500h	1500h	1500h												1500-2000h	1500-2000h
Remplacement lampe DG4																											1/an
Remplacement cartouche humidité laser multiphoton			1x/an																						1x/an		
Remplissage réservoir d'eau biphoton			4x/an										4x/an												4x/an		
Nettoyage du système	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an		1/an	1/an			1/an	1/an	1/an	1/an			1/an	1/an	1/an	1/an				1/an	1/an	1/an	1/an
Suppression des données											1/an	1/an	1/an	1/an				4/an	4/an	4/an							
Suppression des fichiers temporaires																		1/mois	1/mois	1/mois				par mail	par mail	par mail	par mail

	particule unique biphoton SP2 Leica LSM Zeiss video Leica champs large DMLA Spectroscopie fluorescence MIV IONIPA Pinces optiques Champ large														
Personnes compétentes	SM	SM RP	SM RP SD	SM RP	EB	EB	SM					EB	EB	CR TM	CR TM
Plateau	IPBS												FRBT-LBCMCP		
Surplatine Z		1/an	1/an	1/an	1/an									1/an	
Alignement laser		chaq 10j	1/an	1/an										au démarrage	
Dérive en XY et Z		1/an	1/an	1/an	1/an										
Facteur de zoom		1/an	1/an	1/an											
Résolution latérale et axiale		1/an	1/an	1/an	1/an	1/an								1/an	
Homogénéité de champ	1/an	chaque 10j	1/an	1/an	1/an	1/an					1/an	1/an		1/an	
AOTF		1/an	1/an	1/an											
Intensité laser		chaque 10j	1/an	1/an											
Alignement pinhole		1/an	1/an	1/an											
Miroir de scan		1/an	1/an	1/an											
Mesure I laser														1/an	
Remplacement lampes HBO			300h	300h	300h	300h					400h		300h	300h	
Remplacement lampe EL6000	2000h	2000h										2000h	1000h	1000h	
Remplacement lampe DG4															
Remplacement cartouche humidité laser multiphoton															
Remplissage réservoir d'eau biphoton		6x/an													
Nettoyage du système	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an	1/an						1/an		
Suppression des données	1/an						1/an								
Suppression des fichiers temporaires	1/an						1/an								
Remplacement lampe XBO							2000h								

LISTE DES PERSONNES COMPETENTES POUR LA MAINTENANCE

FR3450	YM	Yves Martinez	
	AJ	Alain Jauneau	
	CP	Cécile Pouzet	
	ALR	Aurélie Le Ru	
	MCA	Marie-Christine Auriac	
	OC	Olivier Catrice	
CPTP	SA	Sophie Allart	
	AC	Astrid CANIVET	
I2MC	MZ	Madjid Zanoun	
	RD	Romina D'Angelo	
IPBS	SM	Serge Mazères	
	RP	Renaud Poincloux	
	EB	Elizabeth Bellard	
	SD	Stéphanie Dauvillier	
ITAV	GL	Gwenaëlle Le Corre	
	JR	Jacques Rouquette	
LBCMCP	CR	Céline Reyes	
	TM	Thomas Mangeat	
CBD	BR	Brice Ronsin	